



产品安全认证CE

产品执行标准: Q/320581GKK001-2011

质量管理体系认证: GB/T19001-2016/ISO9001:2015

雪花制冰机专业生产商

Professional manufacturer of snowflake Ice makers



常熟市圣海电器有限公司

Changshu Shenghai Electric Appliances Co., Ltd.

经营理念

以创新求发展 以质量求市场

以信誉求生存 以客户为上帝

经营方针

优质的产品让您称心

言效的服务让您放心

OPERATION PRINCIPLE

Pursue development on innovations, market on quality.

Subsistence on credit ability, take customer as God.

GUIDELINE FOR MANAGEMENT

Make you satisfied with quality products.

Relieved with efficient service.



常熟市圣海电器有限公司

地址: 江苏省常熟市常福街道阳光大道58号常熟智车城32-1幢

邮编: 215557

电话: 0512-52438810/8820

邮箱: csshdq@csshdq.com

网址: <http://www.csshdq.com>

Changshu Shenghai Electric Appliances Co., Ltd.

Address: No. 32-1, Changshu Zhiche City, No. 58, Yangguang Avenue, Changfu Street, Changshu, Jiangsu, China

Zip Code: 215557

Tel: 0512-52438810/8820

E-mail: csshdq@csshdq.com

Website: <http://www.csshdq.com>

<http://www.icemaker-bzx.com>

中国·常熟
Changshu, China

企业概况

常熟市圣海电器有限公司位于风景秀丽的江南名城——江苏省常熟市。

圣海电器有限公司是一家集制冰机研发、生产、销售为一体的高端制造企业。其中颗粒雪花制冰机、子弹头制冰机、方块制冰机系列广泛应用于学校、生物、医疗、化工等各类实验室。除参与国内众多大学、科研所、实验室的招标投标工作外，还积极参与国外的实验室投标工作。公司是国内外很多知名品牌的合作商，具有丰富的OEM配套生产经验。产品畅销国内外市场，深受用户好评。

公司产品科技含量高、质量好、交货期稳定、售后及时、市场竞争力强。公司专注产品核心技术的开发和研究，荣获了“高新技术企业”称号。

展望未来，圣海电器将继续以市场为导向、以研发为龙头、以质量为基础，不断提升自己，坚持不懈地努力把公司打造成为具有国际竞争力、行业领先的知名优秀企业，为推动中国制冰机行业的进步和发展贡献自己的力量。

Company Profile

Changshu Shenghai Electric Appliances Co., Ltd. is located in Changshu City, Jiangsu Province, a famous city in the south of the Yangtze River with beautiful scenery.

Shenghai Electric is a high-end manufacturing enterprise integrating the research and development, production and sales of ice machines. Among them, the series of granular snowflake ice machines, bullet ice machines and cube ice machines are widely used in various laboratories such as schools, biology, medical and chemical industries. In addition to participating in the bidding work of many domestic universities, research institutes and laboratories, it also actively participates in the bidding work of foreign laboratories. The company is a partner of many well-known brands at home and abroad, and has rich experience in OEM supporting production. The products are sold well in domestic and foreign markets and are well received by users.

The company's products have high technological content, good quality, stable delivery time, timely after-sales service and strong market competitiveness. The company focuses on the development and research of core product technologies and has won the title of "High-tech Enterprise".

Looking to the future, Shenghai Electric will continue to be market-oriented, R&D-led, and quality-based, constantly improve itself, and make unremitting efforts to build the company into a well-known and excellent enterprise with international competitiveness and industry leadership, and contribute its own strength to promote the progress and development of China's ice machine industry.

企业资质证书 Company Profile



颗粒雪花制冰机系列

- 进水方式:** 自来水自动进水
- 冷却方式:** 风冷
- 冰的形状:** 不规则的细小颗粒碎冰
- 适用范围:** 学校、生物、医疗、化工等各种不同类型的实验室。
- 产品特点:** 全电脑控制、全程监控、完美保护。有运行、冰、缺水、故障显示，带数码故障代码显示。全不锈钢外壳、美观大方、经久耐用。

Granular Snowflake Ice Machine Series

- Water inlet method:** Tap Water
- Cooling method:** Air Cooling
- Ice shape:** Irregular Granular Crushed Ice
- Application:** Schools, biology, medical, chemical and other different types of laboratories.
- Product features:** Full computer control, full monitoring, perfect protection. There are running, ice full, water shortage, fault display, with digital fault code display.
- All stainless steel shell, beautiful and generous, durable.



产品型号 Product Model	制冰量 Ice Production Capacity	储冰量 Ice Storage Capacity	冰的形状 Ice Shape	功率 Power	产品尺寸 Product Dimension	机器款式 Machine Style
IMS-20	20Kg/24h	10Kg	不规则的细小颗粒状 Irregular granular	280w/220v	330x480x605mm	一体机 Integrated machine
IMS-30	30Kg/24h	10Kg		300w/220v	330x480x605mm	
IMS-40	40Kg/24h	15Kg		360w/220v	400x543x700mm	
IMS-50	50Kg/24h	15Kg		380w/220v	400x543x700mm	
IMS-60	60Kg/24h	25Kg		420w/220v	400x510x845mm	
IMS-70	70Kg/24h	25Kg		460w/220v	400x510x845mm	
IMS-85	85Kg/24h	25Kg		480w/220v	400x510x845mm	
IMS-100	100Kg/24h	40Kg		520w/220v	500x611x940mm	
IMS-120	120Kg/24h	40Kg		550w/220v	500x611x940mm	
IMS-150	150Kg/24h	40Kg		680w/220v	500x611x940mm	
IMS-200	200Kg/24h	60Kg		1040w/220v	680x611x1100mm	
IMS-250	250Kg/24h	60Kg		1100w/220v	680x611x1100mm	
IMS-250	250Kg/24h	60Kg		1100w/220v	680x611x1100mm	分体机 Split type
IMS-300	300Kg/24h	200Kg		1360w/220v	570x830x1590mm	
IMS-500	500Kg/24h	300Kg		1650w/220v	770x765x1870mm	

子弹头制冰机系列

Bullet Ice Machine Series

- 产品特点
- 全电脑自动控制，使用简单方便。
运行、缺水、冰满、故障自动检测和保护。
圆柱形子弹头冰，冰型美观大方。
冰块厚度可调节（新面板），适用范围更广。

1.Luxurious appearance with compact design;
2.Fully automatically computer controlled, convenient for use;
3Automatic detection and protection in case of operation, water deficiency, ice full and malfunction;
4.Highly efficient fluoride-free compressor, energy saving and environment-friendly;
5.Thickness can be adjusted with new control panel.

产品型号 Product Model	制冰量 Ice Production Capacity	储冰量 Ice Storage Capacity	冰的形状 Ice Shape	功率 Power	产品尺寸 Product Dimension	机器款式 Machine Style
IM-20	20Kg/24h	6Kg	子弹头状Bullet shape	220w	330x470x605mm	一体机 Integrated machine
IM-25	25Kg/24h	7Kg	子弹头状Bullet shape	240w	398x542x682mm	
IM-50	50Kg/24h	14Kg	子弹头状Bullet shape	220w	400x510x825mm	
IM-80	80Kg/24h	25Kg	子弹头状Bullet shape	580w	500x612x900mm	
IM-120	120Kg/24h	50Kg	子弹头状Bullet shape	760w	680x610x1050mm	

方块冰制冰机系列

Cube Ice Machine Series

- 产品特点
- 全电脑自动控制，使用简单方便。
运行、缺水、冰满、故障自动检测和保护。
圆柱形子弹头冰，冰型美观大方。

1.Compact design;
2.Fully automatically computer controlled, convenient for use;
3Automatic detection and protection in case of operation, water deficiency, ice full and malfunction;
4.Highly efficient fluoride-free compressor, energy saving and environment-friendly.

产品型号 Product Model	制冰量 Ice Production Capacity	储冰量 Ice Storage Capacity	冰的形状 Ice Shape	功率 Power	产品尺寸 Product Dimension	机器款式 Machine Style
IMF-50	50Kg/24h	20Kg	方形Square	420w	395x500x720mm	一体机 Integrated machine
IMF-100	80Kg/24h	30Kg	方形Square	600w	500x600x850mm	
IMF-300	300Kg/24h	150Kg	方形Square	1240w	760x850x1620mm	分体机 Split type
IMF-500	500Kg/24h	150Kg	方形Square	2300w	760x850x1890mm	
IMF-1000	1000Kg/24h	500Kg	方形Square	4500w	1250x950x2000mm	

部分用户案例

上海交通大学	天津生物研究所	北京清华大学化工系
大连理工大学	上海兽医研究所	北京中科院研究生院
上海同济大学	成都市质检院	上海农科院植保所
天津机场	广西柑橘研究所	河北北方学院
上海复旦医学院	上海华山医院	吉林省计量科学研究院
南京工业大学	上海电力学院	江苏沿海农业科学研究所
吉林大学	河北农业大学	扬州大学园艺与植物保护学院
苏州大学	合肥工业大学	农业部沼气研究所
中国药科大学	第三军医大学	山西省大同市疾病控制中心
上海浦东机场	东北农业大学	湖北农科院经济作物研究所
深圳农业科研所	武警医学院	深圳市福田区疾控中心
重庆文理学院	广西农科院	湖南怀化学院化学化工系
北京农学院	合肥工业大学	青岛黄海水产研究所
北京宣武医院	泸州医学院	黑龙江省农科院克山分院
贵州大学	天津海河医院	安徽农业大学动物科技学院
温州大学	厦门华侨大学	温州医学院附属第二医院
广州中医药大学	上海巨龙药物	国家医学生物重点实验室
华西医科大学	重庆文理学院	厦门大学能源研究院
东北林业大学	中山大学工学院	四川省食品药品检验所

●●●●●●